




## PIPETTE RESERVOIRS

为了节约您的费用和存储空间而设计的储液槽


# PIPETTE RESERVOIRS

INTEGRA 储液槽可叠放，因此相比市场上同类产品，仅用其一半的储存空间即可存放其两倍数量的储液槽，从而降低存储空间以及运输的成本。传统的储液槽很难辨识其刻度，INTEGRA 采用了清澈透明的聚苯乙烯材质并且大胆的设计了一个带有清晰刻度的且可重复使用的底座。这一独特的设计可以更加准确的测量试剂用量，无需过多盛装，减少浪费。



### 清晰的刻度

利用折射原理而设计的专利，使得液面以下的刻度不可见，更容易识别所盛的液体体积。



### 创新的包装

INTEGRA 储液槽可以叠放并且互不粘连，包装设计紧凑，节约空间（便携、独立包装更适合应用在实验室操作台或者是超净台中）。



### 可重复使用的底座

可重复使用的底座让一次性储液槽使用起来更便捷，每个大包装或者是散装包装中都会配有一个底座。



### 回倒嘴设计

储液槽独特的回倒设计方便控制倒回的液体流速，可以让您轻松从容的将多余的液体倒回到原容器中。



### 盖子功能

底座可以容纳两个储液槽，一个用来储液，另外一个可作为盖子。这点意在在实验中短期储存试剂时避免挥发和交叉污染。




### 深槽设计

为了最高的回收率以及最小程度的浪费 INTEGRA 储液槽采用了足够的长度以及超深槽设计，让枪头更容易取液。

## 订货信息

| 储液槽体积  |                                                | 货号   |
|--------|------------------------------------------------|------|
| 10 mL  | 灭菌, 单个独立包装, 30 个每盒(用于 8 或 16 道移液器), 含储液槽底座 1 个 | 4331 |
|        | 灭菌, 4 盒, 50 个每盒包装(用于 8 或 16 道移液器), 含储液槽底座 1 个  | 4332 |
|        | 储液槽底座, 10 个(用于 8 或 16 道移液器)                    | 4306 |
| 25 mL  | 灭菌, 单个独立包装, 30 个每盒, 含储液槽底座 1 个                 | 4311 |
|        | 灭菌, 4 盒, 50 个每盒包装, 含储液槽底座 1 个                  | 4312 |
|        | 储液槽底座, 10 个                                    | 4304 |
| 100 mL | 灭菌, 单个独立包装, 30 个每盒, 含储液槽底座 1 个                 | 4321 |
|        | 灭菌, 4 盒, 50 个每盒包装, 含储液槽底座 1 个                  | 4322 |
|        | 储液槽底座, 10 个                                    | 4305 |



**INTEGRA Biosciences AG**  
7205 Zizers, Switzerland  
T +41 81 286 95 30  
F +41 81 286 95 33  
info@integra-biosciences.com

**INTEGRA Biosciences Corp.**  
Hudson, NH 03051, USA  
T +1 603 578 5800  
F +1 603 577 5529  
info-us@integra-biosciences.com

**INTEGRA 因特瑞**  
上海市浦东新区富特东三路526号  
3号楼A210  
电话: 021 5085 5526 邮编: 200131  
info-cn@integra-biosciences.com

